

UŽIVATELSKÝ
MANUÁL

Dr. Mayer
Sensitive
Pressure
GTS2099



Zuby čistější • Zuby zdravější

Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Manuál si pro případ potřeby pečlivě uschovejte.


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme Vám za koupi výrobku společnosti Dr. Mayer. Před jeho použitím si prosím přečtěte následující instrukce, pomohou Vám výrobek správně používat a dosáhnout tak ideálních výsledků.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Mírné obtíže při prvním použití, například podráždění či znečistlivění, jsou zcela normální. Nebojte se prosím, veškerý úvodní nezvyk se vytratí po několika čištěních, obvykle do jednoho týdne.
- Kartáček nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte bez předchozího souhlasu výrobce.
- Kartáček chraňte před nárazem a pádem. V případě poruchy prosím přestaňte kartáček používat.
- Před nabíjením si prosím ověřte, že napětí elektrické zásuvky souhlasí s vyznačeným napětím výrobku. Tento výrobek je možné použít pouze se speciální kartáčkovou hlavicí. Pokud jste v předchozích dvou měsících prodělali operaci zubů či dásní, poradte se prosím s Vaším zubním lékařem, než začnete kartáček používat.
- Pokud Vám čištění tímto kartáčkem soustavně způsobuje krvácení dásní po dobu delší jednoho týdne, kontaktujte prosím Vašeho zubního lékaře.
- Tento výrobek je navržen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyka, k žádnému jinému účelu.
- Dětem by měl být během čištění zajištěn dozor, aby kartáček správně používaly a nehrály si s ním jako s hračkou. Neponechávejte kartáček v blízkosti horkých předmětů ani na přímém slunečním světle.
- Během nabíjení udržujte nabíjecí konektor vždy suchý a používejte výhradně originální nabíjecí kabel!

POPIS SOUČÁSTÍ



INSTRUKCE



INFORMACE O PRODUKTU

Název výrobku: Sonický elektrický kartáček
Model: Dr. Mayer Sensitive Pressure GTS2099

Vstupní napětí: 5V
Příkon: 2W
Materiál výrobku: ABS / TPE / Nylon
Rozměry kartáčku: 30 × 28 × 250 mm
Doba nabíjení: ≤ 8 hodin
Provozní teplota: 0–50 °C
Země původu: Čína

FUNKCE

1. Důkladně vyčistí zuby díky svým 42 000 vibrací za minutu.
2. Kartáček má 5 režimů čištění: bělení, čištění, citlivé, leštění, masáž. Každý režim čištění má tři úrovně intenzity, aby vyhověl různým potřebám.
3. Snímač přítlaku: pokud na zuby příliš zatlačíte, kartáček Vás upozorní snížením intenzity vibrací a zablikáním všemi svými kontrolkami.
4. Bezpečná a odolná lithiová baterie vydrží až 60 dní na jedno plné nabití (při použití jemného režimu čištění), nabíjení stejnosměrným proudem, upozornění na nízký stav baterie.
5. Ochrana proti potřísnění: během prvních 3 vteřin po zapnutí jsou vibrace zeslabeny, aby nedošlo k rozprášení pasty a vody z kartáčku mimo ústa. Stisknutím tlačítka během těchto 3 vteřin dočasné zeslabení ukončíte.
6. Kartáček je ergonomicky navržený, snadno se drží a jeho povrch je opatřen neklouzavou úpravou.
7. Vodotěsnost třídy IPX7.
8. Paměť režimu čištění, automatické zastavení po 2 minutách a 30vteřinový časovač s připomenutím přesunu k dalšímu kvadrantu, který Vám pomůže věnovat zubům rovnoměrnou péči a vybudovat si tak dobré návyky při čištění.

POUŽÍVÁNÍ KARTÁČKU

1. Připojte kartáčkovou hlavici a ujistěte se, že je řádně upevněná. Namočte štětinky kartáčkové hlavice a přidejte přiměřené množství zubní pasty.
2. Jemně přiložte kartáčkovou hlavici k Vaším zubům.
3. Kartáčkovou hlavici lehce kopírujte povrch zubů, u každého kvadrantu věnujte přední, zadní a žvýkačí ploše zubů po 30 vteřinách.
4. Multifunkční tlačítko umožňuje přepnout režim až 3 vteřiny po zapnutí, stiskněte tlačítko pro změnu intenzity a nastavte si sílu vibrací, jinak se kartáček vypne.
5. Vyberte si jeden z 5 režimů čištění (jemný, důkladný, bělicí, šetrný nebo leštící) a jednu ze 3 úrovní intenzity vibrací (nízké, střední, silné), podle Vašich preferencí.

POSTUP NABÍJENÍ

1. Pokud na kartáčku zůstane po použití svítit pouze jedna kontrolka nebo se kartáček vůbec nezapne, bude potřeba dobít baterii. Pro nabíjení prosím použijte výhradně originální nabíjecí kabel.
2. V průběhu nabíjení budou kontrolky opakovaně blikat odspoda nahoru. Až bude nabíjení dokončeno, všechny kontrolky přestanou svítit.
3. Pokud baterii nabijíte poprvé nebo byla vybitá po delší dobu, kontrolky se běžně rozsvítí až po prvních 5 minutách nabíjení.


POSTUP RECYKLACE DOBÍJECÍ BATERIE

V ZÁJMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Před likvidací výrobku prosím baterii vyjměte a recyklujte či zlikvidujte v souladu s místními předpisy odpadního hospodářství. Není-li Vám něco jasné, obraťte se na Vaš místní úřad odpadního hospodářství.

K vyjmutí baterie budete potřebovat následující nástroje: kleště a nůžky.

Poznámka: až se rozhodnete kartáček zlikvidovat, budete z něj muset vyjmout baterii. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá. Při práci s nástroji prosím dodržujte základní zásady bezpečnosti a předcházejte poraněním vhodnými ochrannými prostředky.



3. Vytlačte vnitřní část kartáčku a vyjměte z ní baterii.

ŘEŠENÍ ČASTÝCH POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kartáček se rychle vybíjí.	1. Nabíjecí kabel byl špatně zapojen do rukojeti a baterie nebyla řádně nabita. 2. Baterie nebyla dostatečně nabita.	1. Ujistěte se, že nabíjecí kabel zapojujete správně. 2. Prodlužte dobu nabíjení.
Kartáček nefunguje.	1. Baterie je vybitá.	1. Nabijte prosím baterii. 2. Kontaktujte prosím zákaznickou linku drmayer.cz .

UŽÍVATEĽSKÝ
NÁVOD

Dr. Mayer
Sensitive
Pressure
GTS2099



Lepšie čistenie • Lepšia starostlivosť

Pred použitím si prečítajte návod.
Návod si uschovajte pre budúcu potrebu.


MILÝ ZÁKAZNÍK,

Děkujeme Vám za kúpi výrobku spoločnosti Dr. Mayer. Pred jeho použitím si prosím prečtete nasledujúcu inštrukciu, pomohou Vám výrobek správne používať a dosáhnout tak ideálných výsledků.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Niektorí ľudia si pri prvom použití nemusia zvyknúť (ako je dráždenie a pocit necitlivosti), nemajte však obavy. Je to bežný jav, ktorý sa po niekoľkých použitých vytratí a na zubnú kefku si do týždňa zvyknete.
- Neotvárajte, neopravujte alebo nevymieňajte výrobok bez schválenia.
- S výrobkom nebúchajte a nehádzte ho, ak je chybný, prestaňte ho používať.
- Pred pripojením napájacieho zdroja skontrolujte, či miestne napätie zodpovedá vyznačenému napätiu. S týmto výrobkom sa môže používať iba špeciálna hlavica na zubnú kefku. Ak ste v priebehu posledných dvoch mesiacov podstúpili operáciu ústnej dutiny alebo ďasien, pred použitím sa poraďte so svojim zubným lekárom.
- Ak vám po použití zubnej kefky krvácajú zuby alebo krvácanie trvá dlhšie ako jeden týždeň, poraďte sa so svojim zubným lekárom.
- Tento výrobok je určený na čistenie zubov, ďasien a jazyka, nie na iné účely.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo ich správne používanie a aby bolo zabezpečené, že sa so zubnou kefkou nehrajú. Neumiestňujte ju do prostredia s vysokou teplotou alebo priamym slnečným žiarením.
- Nabíjací stojan udržiavajte počas nabíjania suchý a používajte originálny nabíjací kábel!

NÁZOV KOMPONENTU



NÁVOD



INFORMÁCIE O VÝROBKU

Názov výrobku: Sonická elektrická zubná kefka
Model: Dr. Mayer Sensitive Pressure GTS2099

Vstupné napätie: 5V
Príkon 2W
Materiál výrobku: ABS / TPE / Nylon,
Rozmery zubnej kefky: 30 × 28 × 250 mm
Doba nabíjania: ≤ 8 hodín
Prevádzková teplota: 0–50 °C
Pôvod: Čína

FUNKCE

- Účinné čistenie ústnej dutiny 42 000 krát za minútu.
- Výrobok má 5 režimov: bielenie, čistenie, citlivé, leštenie, masáž. Každý čistiaci režim má tri úrovne intenzity, ktoré sa prispôbia rôznym potrebám.
- Spätná väzba zo snímača tlaku: ak sa použije príliš veľký tlak, vibrácie sa znížia a všetky kontrolky budú blikať.
- Bezpečná a odolná lítiová batéria funguje približne 60 dní na plné nabitie (v režime mäkkej ochrany), nabíjanie jednosmerným prúdom s pripomienkou nedostatku energie.
- Funkcia proti špliechaniu: po zapnutí výrobku budú vibrácie na 3 sekundy nízke, čo zabráni špliechaniu zubnej pasty. Do 3 sekúnd stlačte tlačidlo a zrušte funkciu proti špliechaniu.
- Výrobok je protišmykový, jednoducho sa drží a je navrhnutý ergonomicky.
- Trieda vodotesnosti IPX7.
- Inteligentná pamäť režimu, automatické zastavenie po 2 minútach a časová pripomienka po 30 sekundách pre pohyb na získanie správnych návykov čistenia.

POUŽÍVANIE ZUBNEJ KEFKY

- Pripojte hlavicu kefky a uistite sa, že je správne zaistená na mieste. Navlhčite štetiny a naneste primerané množstvo zubnej pasty.
- Hlavicu kefky priložte na zuby.
- Hlavicom kefky jemne pohybujte každou časťou zubov 30 sekúnd, vrátane prednej, zadnej časti a žuvacej časti.
- Multifunkčné tlačidlo musí byť v prevádzke počas 3 sekúnd nepretržite pri prvom prepínaní režimu, stlačte tlačidlo intenzity a zvolte intenzitu, v opačnom prípade automaticky prestane pracovať.
- K dispozícii je 5 režimov (jemný, čistenie, bielenie, upokojujúci, brusovanie) a 3 intenzity (nízka, stredná, vysoká) podľa vašich preferencií.
- Po automatickej pauze na pripomenutie po 30 sekundách presuňte kefku do ďalšej časti zubov. Po dokončení všetkých 4 častí sa po 2 minútach kefka automaticky zastaví.

POKYNY K NABÍJANIU

- Ak po použití svieti iba jedna kontrolka, alebo ak nie je možné výrobok zapnúť bežným spôsobom, znamená to, že je potrebné ho nabiť. Na nabíjanie výrobku použite kompatibilný nabíjací kábel.
- Počas nabíjania: kontrolka režimu opakovane bliká smerom nahor. Po dokončení nabíjania: všetky kontrolky sú vypnuté.
- Pri prvom použití alebo keď je batéria vybitá dlhú dobu, je bežné, že svetelná kontrolka sa prvých 5 minút nezasvieti.

RECYKLÁCIA S OHĽADOM NA OCHRANU


ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPÔSOB ALEBO DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu. Pred vyradením batériu vyberte a recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na miestne oddelenie odpadového hospodárstva.

Pri vyberaní batérie budete potrebovať nasledujúce nástroje: kliešte, nožnice.

Poznámky: v prípade, že sa rozhodnete vyradiť zubnú kefku, je potrebné vybrať batériu. Pred vybratím batéria sa uistite, že je vybitá. Pri používaní nástrojov dodržujte základné pravidlá bezpečnosti a ochranné opatrenia, aby ste zabránili zraneniu.



3. Po vytiahnutí držiaka batérie zo stojana vyberte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Krátka doba prevádzky.	1. Rukoväť nie je správne umiestnená, čo spôsobuje poruchu nabíjania. 2. Možné zlyhanie nabitia batérie.	1. Uistite sa, že je pri nabíjaní správne umiestnená. 2. Na predĺženie doby nabíjania.
Výrobok nefunguje.	1. Kontrola plného nabitia výrobku.	1. Nabite batériu. 2. Pre pomoc sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Dr. Mayer.



Lepsze czyszczenie • Lepsza opieka stomatologiczna o zuby

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za wybranie produktów firmy Dr. Mayer. Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i używać produktu we właściwy sposób w celu osiągnięcia idealnych rezultatów.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

• Niektóre osoby mogą nie przyzwyczać się (np. stymulacja i poczucie odrętwienia) podczas pierwszego użycia produktu, nie należy się tym martwić. To normalne zjawisko, które zniknie po kilkukrotnym używaniu produktu. Ponadto osoby przyzwyczajają się do tej szczoteczki w ciągu tygodnia.

• Nie należy otwierać, naprawiać lub zmieniać produktu bez upoważnienia.

• Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeśli produkt jest wadliwy, trzeba przestać jego używać.

• Przed podłączeniem do źródła zasilania należy sprawdzić, czy lokalne napięcie jest zgodne z napięciem podanym na produkcie. Ten produkt może być używany wyłącznie ze specjalną główką szczoteczki do zębów. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy osoba miała przeprowadzoną operację jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.


• Jeśli po użyciu szczoteczki do zębów występuje krwawienie lub utrzymuje się ono dłużej niż tydzień, należy skonsultować się z dentystą.

• Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia zębów, dziąseł oraz języka i nie wolno go stosować do innych celów.


• Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką, aby zapewnić prawidłowe użycie i nie dopuścić do używania przez nie szczoteczki do zębów jako zabawki. Nie należy umieszczać produktu w wysokiej temperaturze lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Podczas ładowania port ładowania musi być suchy i należy używać oryginalnego kabla ładującego!

NAZWA CZĘŚCI



INSTRUKCJA



INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa produktu:

Soniczna elektryczna szczoteczka do zębów

Model: Dr. Mayer Sensitive Pressure GTS2099

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 2 W

Materiał wykonania produktu: ABS /TPE / Nylon

Wymiary szczoteczki do zębów: 30 × 28 × 250 (mm)

Czas ładowania: ≤ 8 godzin

Temperatura pracy: 0–50°C

Pochodzenie: Chiny

FUNKCJE

1. Efektywne czyszczenie jamy ustnej dzięki 42 000 obrotów na minutę.
2. Produkt obsługuje 5 trybów: wybielanie, czyszczenie, wrażliwe, polerowanie, masaż. Każdy tryb szczotkowania obejmuje trzy poziomy intensywności, aby dopasować się do różnych potrzeb.
3. Informacja zwrotna z czujnika nacisku: jeśli zastosowany nacisk jest zbyt mocny, intensywność wibracji zostanie zmniejszona i wszystkie lampki wskaźników zaczną migać.
4. Bezpieczna i trwała bateria litowa działa przez ok. 60 dni po pełnym naładowaniu (w trybie miękkiej ochrony), ładowanie prądem stałym, przypomnienie o niedoborze mocy.
5. Funkcja zapobiegająca pryskaniu: gdy produkt jest włączony, przed 3 sekundy intensywność wibracji będzie niska, co zapobiega pryskaniu pasty do zębów. Aby wyłączyć funkcję zapobiegającą pryskaniu należy przycisnąć przycisk w ciągu 3 sekund.
6. Produkt jest antypoślizgowy, łatwy do trzymania w dłoni i ma ergonomiczny kształt.
7. Klasa wodoszczelności: IPX7
8. Pamięć w trybie inteligentnym, automatyczne zatrzymanie po 2 minutach i przypomnienie o ruchu w postaci 30-sekundowego pomaga w nabraniu zdrowych zwyczajów w myciu zębów.

UŻYWANIE SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

1. Główkę szczoteczki należy przymocować do rączki i upewnić się, że jest zablokowana na swoim miejscu. Następnie trzeba zwilżyć włosie i natożyć odpowiednią ilość pasty do zębów.
2. Główkę szczoteczki można wówczas delikatnie przyłożyć do zębów.
3. Następnie należy delikatnie przesuwając główkę szczoteczki po wszystkich zębach przez 30 sekund, w tym z przodu, z tyłu i po powierzchniach żujących.
4. Przy pierwszym przełączeniu trybu przycisk wielofunkcyjny wymaga ciągłej pracy przez 3 sekundy. Aby wybrać intensywność, trzeba przycisnąć przycisk intensywności w innym wypadku szczoteczka automatycznie przestanie działać.
5. Można przełączać między 5 trybami (miękki, czyszczenie, biel, łagodzenie, szorowanie) i 3 poziomami intensywności (niski, średni, wysoki) zgodnie z własnymi upodobaniami.
6. Gdy co 30 sekund automatyczne przypomnienie spowoduje zatrzymanie pracy szczoteczki na krótki czas, należy przejść do innej części jamy ustnej. Po skończeniu czyszczenia wszystkich 4 części jamy ustnej, szczoteczka automatycznie przestanie działać po 2 minutach.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA


1. Jeśli po użyciu świeci się tylko jedna lampka wskaźnika lub jeśli nie można włączyć produktu w normalny sposób, wskazuje to na konieczność doładowania baterii. Aby ładować produkt należy używać kompatybilnego kabla ładującego.
2. Podczas ładowania lampki wskaźnika trybu wielokrotnie migają od dołu do góry. Gdy ładowanie zostanie zakończone, wszystkie lampki wskaźników wyłączają się.
3. Przy pierwszym użyciu lub gdy bateria jest rozładowana przez dłuższy czas, to normalne, że lampka wskaźnika nie świeci się przez pierwsze 5 minut.

METODA RECYKLINGU AKUMULATORÓW

MAJĄCA NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Ten produkt zawiera baterię litową. Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć baterię i poddać ją recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi zarządzania utylizacją odpadów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym departamentem gospodarki odpadami. Podczas wyjmowania baterii potrzebne są następujące narzędzia: kombinerki, nożyczki.

Uwaga: po podjęciu decyzji o wyrzuceniu szczoteczki do zębów, trzeba wyjąć baterię. Przed wyjęciem należy upewnić się, że bateria jest rozładowana. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podejmować środki zapobiegawcze, aby uniknąć obrażeń.



3. Po usunięciu wspornika należy wyjąć baterię z uchwytu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przypadek	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czas pracy jest krótki.	1. Rączka znajduje się w niewłaściwym miejscu, co powoduje awarię ładowania.	1. Podczas ładowania należy upewnić się, aby umieścić ją we właściwy sposób.
	2. Bateria może się nie ładować.	2. Należy wydłużyć czas ładowania.
Produkt nie działa.	1. Sprawdzenie, czy produkt jest w pełni naładowany.	1. Należy naładować baterię.
		2. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Dr. Mayer w celu rozwiązania problemu.

INSTRUCTION
MANUAL

Dr. Mayer Sensitive Pressure
GTS2099



BetterClean • Better Dental Care

Before use, please carefully read the instructions. Retain the instructions for future reference.


DEAR CUSTOMER,

Thank you for choosing Dr. Mayer products. Please read this instruction before use and use it in a proper way so as to achieve ideal effects.


IMPORTANT DAFEGUARDS

- There are some people may not adapt (such as stimulation and feeling numb) when using for the first time, please don't worry, this is the normal phenomenon, this phenomenon will fade out after several times using, and you will be adapt to this toothbrush in one week.
- Do not open, repair or alter the product without authorization it.
- Do not knock or drop the product, if product is defective, please stop using.
- Please check if the local voltage is suitable with the marked voltage before connecting the power supply. This product can only use the special toothbrush head. If your oral or gum had surgery during the past two months, please consult your dentist before use.
- If your teeth is bleeding after using the toothbrush or bleeding continues more than one week, please consult your dentist.
- This product is designed for teeth, gums and tongue cleaning, not for other purpose.
- Children should be supervised to ensure proper usage and make sure they do not play with the toothbrush. Do not place in high temperature condition or directly shining under the sunlight.
- Please keep the charging port dry while charging and use the original charging cable!

COMPONENT NAME



INSTRUCTION



PRODUCT INFORMATION

Product name: Sonic electric toothbrush
Model: Dr. Mayer Sensitive Pressure

Input voltage: 5V
Input power: 2W
Product material: ABS / TPE / Nylon
Toothbrush size: 30 × 28 × 250 mm
Charging time: ≤ 8 hours
Working temperature: 0-50 °C
Orgin: China

FEATURES

1. Clean oral effectively with 42,000 times per minute.
2. The product has 5 modes: white, clean, sensitive, polish, massage. Each brushing mode has three intensity levels to fit different needs.
3. Pressure sensor feedback: if too much pressure is applied, the vibration will be reduced and all indicator lights will flash.
4. Safe and durable lithium battery runs for about 60 days on a full charge (in the strongest mode protection), wireless charging, with a power short-age reminder.
5. Anti-splash function: when the product is turned on, the vibration will be low for 3 seconds, preventing toothpaste from splashing. Press the button within 3 seconds to exit the antisplash function.
6. The product is anti-skid, easy to hold and ergonomically designed.
7. Waterproof class at IPX7.
8. Smart mode memory, 2 minutes auto stop and 30 seconds timer reminder for moving help you get good brushing habits.

USING THE TOOTHBRUSH

1. Attach the brush head and make sure it is locked in place. Wet the bristles and apply appropriate amount of toothpaste.
2. Gently put the brush head on your teeth.
3. Gently move the brush head across each section of the teeth for 30 seconds, including front, back and chewing surfaces.
4. The multifunction button needs continued operation in 3 seconds for first mode switching, press the strength key to select strength, otherwise, it will automatically stop working.
5. Switch from 5 modes (white, clean, sensitive, polish, massage) and 3 intensity levels (low, medium, high) according to your own preference.
6. Move to next section when the auto reminder pause briefly every 30 seconds. After finishing all 4 sections, it will automatically stop after 2 minutes.

CHARGING INSTRUCTION

1. If only one indicator light is on after use, or if the product cannot be turned on normally, it indicates that the product needs to be recharged. Please use a compatible charging cable to charge the product.
2. When charging, the mode indicator lights repeatedly flash from bottom to top. When charging is complete, all indicator lights are off.
3. For the first time usage or when battery is undercharged for long period of time, it is normal the indicator light does not light for initial 5 minutes.


ENVIRONMENTAL PROTECTION RECYCLING

METHOD OF RECHARGEABLE BATTERY

This product contains lithium battery. Before being discarded, please take out the battery and recycle or dispose according to the local waste a compatible charging cable to charge the disposal management regulations. If in doubt, consult your local waste management department.

When removing the battery, you need the following tools: pliers, scissors.

Notices: when you decide to discard the toothbrush, you need to take out the battery. Make sure the battery is discharged before removing. When using the tools, please observe the basic safety rules and take protective measures to avoid injury.



3. Remove the battery from the holder after taking out the bracket.

TROUBLE SHOOTING

Case	Possible cause	Solution
The work time is short.	1. The handle is not in the right place which causing the charging failure.	1. Ensure to put it in a right way when charging.
	2. The battery maybe charge fail.	2. To extend the charging time.
The product doesn't work.	1. Checking if the product is full charged.	1. Please charge the battery.
		2. Please Contact the seago customer service to deal with it.